

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[**Laboratoria**](#)
[**.net**](#)
[**Innowacje**](#)
[**Nauka**](#)
[**Technologie**](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Homogenizatory i mieszadła](#)

Mieszadło magnetyczne MSH-300i z grzaniem (wyświetlacz)

(0.00/5)

WWW: www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Mieszadło magnetyczne z płytą grzejącą MSH-300 i MSH 300i



Mieszadła MSH-300 i MSH-300i są mieszadłami magnetycznymi nowej generacji, zaprojektowane do jednoczesnego mieszania i precyzyjnego ogrzewania roztworów. Powierzchnia grzania ze stopu aluminiowego przy użyciu nowoczesnych technologii zapewnia szybsze osiągnięcie zadanej temperatury.

Mieszadło magnetyczne MSH-300 jest zaprojektowane dla równoległego mieszania i ogrzewania chemicznych reagentów. Masywna aluminiowa płyta grzejna zapewnia dobry transport ciepła do powierzchni roboczej i stabilną temperaturę. (Uwaga związki alkaliczne mogą uszkodzić aluminiową powierzchnię). Konwencjonalne i łatwe do użycia mieszadło magnetyczne z płytą grzejną jest przydatne w rutynowych procedurach w syntezie organicznej, laboratoriach środowiskowych jak i w pozostałych typach laboratoriów.

Cyfrowa wersja mieszadła magnetycznego z płytą grzejną MSH 300i została zaprojektowana dla laboratoriów posiadających wyższe wymagania. Oferuje ona cyfrową kontrolę temperatury i prędkości mieszania wyświetlając aktualne wartości.

- zakres obrotów 250 – 1250 obr/min.
- zakres temperatury +30°C do +330°C
- praca ciągła przez max 12 godz.
- stalowa płyta robocza o średnicy 160 mm
- wysokość statywu 320 mm
- jednorodność rozkładu temperatury na płycie $\pm 3^\circ$
- maksymalna lepkość płynów 1170 mPa · s
- zużycie energii na mieszanie 8,5W
- zużycie energii na grzanie 600W

<http://www.e-biogenet.com.pl/urządzenia-laboratoryjne/mieszadla/mieszadlo-magnetyczne-msh-300i-z-grzaniem-wyswietlacz.html>

[więcej](#)

Nazwa: Mieszadło magnetyczne MSH-300i z grzaniem (wyświetlacz)

Adres: ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Nasze telefony:

Sprzedaż i serwis:

+48 22 463 80 40 do 49

+48 501 261 722

Strona www: www.biogenet.pl
www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

Oceń prezentację:

(0.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku 2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku 2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku](#)

Partnerzy