

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Tygle, łódki, tace](#)

Ceramiczne tygle Tammann, ceramika tlenkowa Frialit Degussit

(5.00/5)

WWW: www.frialit.pl

E-mail: b.krawczyk@labro.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Degussit AL23 to czysty tlenek glinu Al_2O_3 , gęsty, o znakomitych właściwościach odporności termicznej i elektrycznej, odporny na korozję, przepuszczalny dla mikrofal.

Maksymalna temperatura pracy wynosi **1950 °C**.

Ø D1	Ø D2	H	Objętość ca ml	Artykuł nr.
6	3	30	0,2	204-11006-0300
8	5	50	1	204-11008-0500
10	6	80	2,3	204-11010-0800
12	8	100	5	204-11012-1000
15	10	100	8	204-11015-1000
20	15	100	17	204-11020-1000
25	20	100	30	204-11025-1000
16	12	190	22	204-11016-1900
24	20	190	60	204-11024-1900
34	28	190	123	204-11034-1900
24	20	280	90	204-11024-2800
34	28	280	180	204-11034-2800
44	38	280	300	204-11044-2800
55	47	280	490	204-11055-2800
68	58	280	790	204-11068-2800
68	58	390	1070	204-11068-3900

Inne wymiary dostępne są na zapytanie.

[więcej](#)



Nazwa: Ceramiczne tygle Tammann, ceramika tlenkowa Frialit Degussit

Adres: LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30
tel. kom.: +48 784469298

Strona www: www.frialit.pl

E-mail: b.krawczyk@labro.com.pl

Oceń prezentację:

(5.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Wśród osób bezdomnych powszechne są urazowe uszkodzenia mózgu](#) [Czystsze powietrze szybko poprawia zdrowie](#) [Za połowę zgonów na świecie może odpowiadać stan zapalny](#) [Znaleźć DNA raka krążące w płynach ustrojowych](#) [Morfologia krwi: kiedy warto ją wykonać](#) [Dlaczego wierzymy w medyczne mity](#) [Wśród osób bezdomnych powszechne są urazowe uszkodzenia mózgu](#) [Czystsze powietrze szybko poprawia zdrowie](#) [Za połowę zgonów na świecie może odpowiadać stan zapalny](#) [Znaleźć DNA raka krążące w płynach ustrojowych](#) [Morfologia krwi: kiedy warto ją wykonać](#) [Dlaczego wierzymy w medyczne mity](#) [Wśród osób bezdomnych powszechne są urazowe uszkodzenia mózgu](#) [Czystsze powietrze szybko poprawia zdrowie](#) [Za połowę zgonów na świecie może odpowiadać stan zapalny](#) [Znaleźć DNA raka krążące w płynach ustrojowych](#) [Morfologia krwi: kiedy warto ją wykonać](#) [Dlaczego wierzymy w medyczne mity](#)

Partnerzy



-
- [Baza wiedzy](#)
- [Forum](#)
- [Humor](#)
- [Regulamin](#)
- [Oferta reklamy](#)
- [O nas](#)
-

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 13.12.2019 14:45