

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



**[Laboratoria](#)**  
**[.net](#)**  
**[Innowacje](#)**  
**[Nauka](#)**  
**[Technologie](#)**

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Wagi](#)

## Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności

(0.00/5)

WWW: [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), tel: +44 207 660 0892

E-mail: [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

**Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności**

**Inteligentne i Praktyczne!**

Najbardziej zaawansowane technicznie wagi firmy OHAUS oferujące użytkownikowi połączenie najwyższej jakości pomiarów, niezrównanej funkcjonalności, i praktycznych rozwiązań ułatwiających pracę w każdym laboratorium.

Modułowa konstrukcja, kolorowy wyświetlacz dotykowy z ikonami dla łatwiejszej obsługi i nawigacji, bezdotykowe czujniki, automatyczne drzwiczki szafki przeciwpodmuchowej, czy szeroki wybór dostępnych trybów pracy i ustawień użytkownika to tylko niektóre z cech wag Explorer, które sprawiają że praca w laboratorium staje się czystą przyjemnością.

Rodzina wag Explorer obejmuje modele analityczne, precyzyjne i wysokiej nośności, Od 120g i 0,1mg odczytu do 35 kg i 0,1g odczytu.

W gamie znajdują się modele z wewnętrzną kalibracją wspomaganą systemem AutoCal™, jak również wagi z tradycyjną kalibracją zewnętrzną. Wagi Explorer wyposażone są w łatwo dostępne porty komunikacyjne (RS232 oraz USB) oraz możliwość zapisu danych bezpośrednio na dysku USB.

**Aby uzyskać więcej informacji odwiedź [www.OhausExplorer.com](http://www.OhausExplorer.com)**

[więcej](#)



**Nazwa:** Wagi OHAUS Explorer® Analityczne, Precyzyjne i Wysokiej Nośności

**Adres:** OHAUS Europe GmbH  
Im Langacher 44  
CH - 8606 Greifensee  
Switzerland

**Strona www:** [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), tel: +44 207 660 0892

**E-mail:** [ssc@ohaus.com](mailto:ssc@ohaus.com)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [PCI Days 2025 - Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego Nie tylko szczepienia przeciw HPV ważne w prewencji raka szyjki macicy Jak skutecznie poradzić sobie z](#)

[bezsensownością Naukowcy stworzyli beton z dodatkiem wody słonej zamiast słodkiej Nie trzymajmy dzieci pod kloszem z tematem śmierci Dużo światła w nocy może prowadzić do przedwczesnej śmierci PCI Days 2025 - Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego Nie tylko szczepienia przeciw HPV ważne w prewencji raka szyjki macicy Jak skutecznie poradzić sobie z bezsensownością Naukowcy stworzyli beton z dodatkiem wody słonej zamiast słodkiej Nie trzymajmy dzieci pod kloszem z tematem śmierci Dużo światła w nocy może prowadzić do przedwczesnej śmierci PCI Days 2025 - Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego Nie tylko szczepienia przeciw HPV ważne w prewencji raka szyjki macicy Jak skutecznie poradzić sobie z bezsensownością Naukowcy stworzyli beton z dodatkiem wody słonej zamiast słodkiej Nie trzymajmy dzieci pod kloszem z tematem śmierci Dużo światła w nocy może prowadzić do przedwczesnej śmierci](#)

## **Partnerzy**