

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



**[Laboratoria](#)**  
**[.net](#)**  
**[Innowacje](#)**  
**[Nauka](#)**  
**[Technologie](#)**

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Pehametry, konduktometry, jonometry](#)

## Testo 230, przyrząd do analiz, z 2 klipsami i baterią

(0.00/5)

WWW: [www.testo.com.pl/](http://www.testo.com.pl/)

E-mail: [testo@testo.com.pl](mailto:testo@testo.com.pl)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)



Testo 230 łączy w kompaktowej, wodoszczelnej obudowie przyrząd do pomiaru pH i termometr wysokiej jakości.

- Łatwe, przyjazne dla użytkownika operacje
- pH/°C elektrody są podłączone przez pojedyncze podłączenie
- Wytrzymały i odporny na zapryśnięcia wodą (IP 54)
- Łatwy do odczytu duży dwuliniowy wyświetlacz
- Ostatnia technologia do niemal wszystkich aplikacji
- Wyświetla datę kalibracji i wiadomości o błędach
- Przyrząd pomiarowy do pomiaru pH i temperatury w jednym

[http://www.testo.com.pl/online/abaxx-?\\$part=PORTAL.POL.ProductCategoryDesk&\\$event=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2FMeasurementParameters%2FAnalysis%2FHandliche\\_Messgeraete\\_fuer\\_Analytik%2Ftesto\\_230%2FPolnisch.product](http://www.testo.com.pl/online/abaxx-?$part=PORTAL.POL.ProductCategoryDesk&$event=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2FMeasurementParameters%2FAnalysis%2FHandliche_Messgeraete_fuer_Analytik%2Ftesto_230%2FPolnisch.product)  
[więcej](#)

**Nazwa:** Testo 230, przyrząd do analiz, z 2 klipsami i baterią

**Strona www:** <http://www.testo.com.pl/>

**E-mail:** [testo@testo.com.pl](mailto:testo@testo.com.pl)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku](#)

**Partnerzy**