

[Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Spektrometry i spektrofotometry](#)

CLARIOstar

(0.00/5)

WWW: www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

CLARIOstar - czytnik mikroplętek z monochromatorami i filtrami

Czytnik CLARIOstar to wielofunkcyjny czytnik mikroplętek z wbudowanymi filtrami i monochromatorami i pełnym wyposażeniem, kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Cechy:

- Intensywność fluorescencji (FI) z wykorzystaniem monochromatorów, filtrów lub połączenia monochromator-filtr
- Nastawa ciągła długości fali w zakresie 320-730 nm (opcjonalnie do 850 nm)

- Rozdzielność długości fali 0,1 nm
- Ciągła nastawa szerokości pasma dla wzbudzenia i emisji w zakresie: 8-100 nm
- Pomiary typu: endpoint, kinetyczne, skan spektralny, skanowanie dołka
- Obsługiwane formaty płytek: od 6- do 384-dołkowe (opcjonalnie 1536-dołkowe)
- Źródło światła: wysokoenergetyczna ksenonowa lampa błyskowa
- Optyka od góry i od dołu płytki - auto-focus w osi Z (rozdzielczość 0,1 mm)
- Kontrola temperatury do +45°C (opcjonalnie do 65°C)
- Wytrząsanie w trybie orbitalnym, liniowym i podwójnym orbitalnym ze zdefiniowanymi przez użytkownika częstotliwością i czasem
- Łatwa integracja z robotem podającym płytkę
- Pracujący w środowisku Windows program do obsługi oraz program obliczeniowy MARS

[więcej](#)



Nazwa: CLARIOstar

Adres: ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Nasze telefony:
Sprzedaż i serwis:
+48 22 463 80 40 do 49
+48 501 261 722

Strona www: www.biogenet.pl
www.e-biogenet.pl

E-mail: biogenet@biogenet.com.pl

Oceń prezentację:

(0.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku](#)

Partnerzy